

Schlüsseldrehhilfe



Material: diverses (Holz, Metallplatte, Acrylplatte oder Schienenmaterialreste)

Materialpreis: verschieden

Herstellungszeit: nach Aufwand und Material

Bezugsquelle für komplettes Hilfsmittel: NorthCoast / Invacare, CH-8000
Zürich und andere Quellen

Beschreibung der Funktion: Hebel (im Winkel zum Schlüssel
verstellbar) erleichtert das
Schlüsseldrehen

Kurzanleitung zur Herstellung: Loch in das verwendete Material
bohren, den/die Schlüssel mit Schrauben
oder Nieten verbinden (Flügelschrauben
lassen Schlüsselwechsel zu), ggf. Griffform
anpassen

Anfragen bei: ergo@rehab.ch (Martin Müggler)