

Halterung u. Bedienung i-Phone am Kinnsteuerung



09.05.2011

SPZ Nottwil 1

Maße:

Material:

Materialquelle:

Materialpreis:

Herstellungszeit:

Herstellungskosten:

Bezugsquelle für komplettes Hilfsmittel:

Beschreibung der Funktion:

Kurzanleitung zur Herstellung: Ihr Vater konstruierte eine Adaption für das vorhandene i-Phone. Das Gerät wird in eine Metallhalterung geschoben, welche mittels stabilen Schwanenhalses an der Kinnsteuerung ihres Elektrorollstuhl befestigt ist. Neben dem Gerät befindet sich eine Stifthalterung für einen Bedienstick mit luftgefülltem Gumminoppen an der Spitze, welchen sie in einem Elektrofachgeschäft erhielt und zum Anwählen der Tastatur benutzt.

Anfragen bei: ergo.spz@paranet.ch