

„Pen“ für Insulin



Mit dem Pen und dem „Stecker“ zum Blutabnehmen kann ein tetraplegischer Patient selber seine Blutzuckerwerte kontrollieren

BG – Unfallklinik Murnau

Maße: ca. 25 cm

Material: z.B. Ezeform Schienenmaterial

Materialquelle: Fa. Russka
Lübecker Str. 1
30880 Laatzen

Materialpreis: Reste

Herstellungszeit: ca. 10 min

Herstellungskosten:

Bezugsquelle für kompl. Hilfsmittel: keine

Beschreibung der Funktion: Pen liegt fest auf dem Tisch und kann vom Patienten selber eingestellt und gespritzt werden

Kurzanleitung zur Herstellung Reststück am Pen gut befestigen und mit glatter Fläche auf den Tisch legen (evtl. rutschfeste Folie unterlegen)

Anfragen bei: [ergo.rmv@bgu-murnau.de]