

Mundstab mit Ablage



Mundstab und Ablage mit Schraubklemme

BG – Unfallklinik Murnau

Maße: ca. 30 x 5 cm
Material: Acrylglas; Polystyrol,
Hama Tischstativ aus Fotobedarf
Materialquelle: Josef Weiss Plastic GmbH, Fichtenstr. 26
85649 Hofolding, Tel: 08104/6605-3
Materialpreis: Hama-Stativ ca. € 20
Polystyrol: Platte 50 x 50 cm = € 4,85

Herstellungszeit: ca. 30 min
Herstellungskosten:

Bezugsquelle für kompl. Hilfsmittel: keine
Beschreibung der Funktion: zum selbständigen Ablegen und
Aufnehmen des Mundstabs

Kurzanleitung zur Herstellung Form aussägen, Loch für
Stativbefestigung bohren und Stativ
befestigen, Polystyrol biegen.

Anfragen bei: [ergo.rvm@bgu-murnau.de]