

Tipphilfe



Mittelhandspange mit Ausleger

BG - Unfallklinik Murnau

Maße: 20 x 4 cm
Material: Acrylglas / Plexiglas
Materialquelle: Josef Weiss Plastic GmbH, Fichtenstr. 26,
85649 Hofolding, Tel: 08104/6605-3
Materialpreis: Polystyrol: Platte 50 x 50 cm = € 4,85

Herstellungszeit: ca. 20 min
Herstellungskosten:

Bezugsquelle für komplettes Hilfsmittel: keine

Beschreibung der Funktion: wird auf die ulnare Seite der Mittelhand aufgesteckt, Tippen und Umblättern sind ohne Fingerfunktion möglich.

Kurzanleitung zur Herstellung Form aussägen, schleifen, Spange anformen, Gummikappe oder Silikonschlauch aufstecken

Anfragen bei: [\[ergo.rmv@bgu-murnau.de\]](mailto:ergo.rmv@bgu-murnau.de)