

Gabel mit Spange



genauere Beschreibung

BG – Unfallklinik Murnau

Maße: 20 x 3 cm
Material: Polystyrol; Acrylglas
Materialquelle: Josef Weiss Plastic GmbH
Fichtenstr. 26; 85649 Hofolding;
Tel: 08104/6605-3

Materialpreis: Polystyrol 50 x 50 cm = € 4,85
Herstellungszeit: ca. 30 min
Herstellungskosten:

Bezugsquelle für kompl. Hilfsmittel: keine
Beschreibung der Funktion: Adaption der Gabel zum Fixieren
oder Aufnehmen der Nahrung bei
fehlender Fingerfunktion

Kurzanleitung zur Herstellung: Acrylglas aussägen, Kanten
schleifen; 2 Löcher in die Gabel
bohren; Bohrung an Acrylglas
markieren, bohren; Gabel und
Halterung mit Nieten fixieren,
Acrylglas an Hand anformen

Anfragen bei: [ergo.rmv@bgu-murnau.de]