

Katheterspiegel



Katheterspiegel zum Klemmen
unter das Sitzkissen im Rollstuhl



BG - Unfallklinik Murnau

Maße: ca. 28 cm hoch, 4 cm breit, nach 13 cm Knickstelle

Material: Polystyrol

Materialquelle: Josef Weiss Plastic GmbH;
Fichtenstr. 26, 85649 Hofolding
Tel: 08104 - 66053

Materialpreis: Platte 50 x 50 cm = ca. 4,85 €

Herstellungszeit: ca 15 min

Herstellungskosten:

Bezugsquelle für komplettes Hilfsmittel: keine

Beschreibung der Funktion: Steg unter das Sitzkissen stecken, Spiegel in gewünschter Höhe am Klett anbringen

Kurzanleitung zur Herstellung: Schablone anzeichnen, aussägen, entgraten, mit dem Heißluftfön erwärmen und in die gewünschte Winkelposition bringen (individuell), Klett an das obere und evtl. untere Ende anbringen, Flausch an den Vergrößerungsspielen anbringen, evtl. an der Knickstelle das obere Ende ein wenig nach rechts oder links verdrehen (bessere Sicht und mehr Platz zum Kathetern)

Anfragen bei: ergo-rmv@bgu-murnau.de