



Katheterschiebehilfe



Zum Einführen des Katheters

Unfallklinik Murnau

Maße: „T – Stück“ 20 cm mit 15 cm mittig, senkrecht (siehe Schnitt)

Material: Plexiglas / Acrylglas

Materialquelle: Josef Weiss Plastic GmbH; Fichtenstr. 26;
85649 Hofolding; Tel: 08104/6605-3

Materialpreis: Polystyrol Platte 50 x 50 cm = €4,85

Herstellungszeit: mind. 30 min

Herstellungskosten:

Bezugsquelle für kompl. Hilfsmittel:

Beschreibung der Funktion:

keine

Mittelhandspange mit „Ausleger“ mit Loch oder Schlitz, in dem der Katheter verkantet wird und so geschoben werden kann

Kurzanleitung zur Herstellung

Form aussägen, Loch oder Schlitz je nach Charrière, Kanten besonders im Loch gut Schleifen, Spange an die Hand anformen und „Ausleger“ je