


Penisring



Stütze für den Penis zum Kathetern

BG - Unfallklinik Murnau

Maße: ca. 10 x 7 cm
Material: Aquaplast
Materialquelle: Fa. Russka, Lübecker Str. 1, 30880 Laatzen
Materialpreis: Reste

Herstellungszeit: ca. 15 min
Herstellungskosten: Reste

Bezugsquelle für komplettes Hilfsmittel: keine

Beschreibung der Funktion: Stützt den Penis zum beidhändigen Kathetern

Kurzanleitung zur Herstellung Teller ausschneiden, Loch und Schlitz anbringen, Ränder außen und innen (je nach Penisdurchmesser) aufstellen

Anfragen bei: [ergo.rmv@bgu-murnau.de]