


Konnectierteller



Plastikteller zum Konnectieren des Katheters mit dem Urinbeutel

BG - Unfallklinik Murnau

Maße:	2 x 5-10 cm Durchmesser, mit Schlitz je nach Charrière
Material:	Plexiglas / Acrylglas
Materialquelle:	Josef Weiss Plastic GmbH; Fichtenstr. 26; 85649 Hofolding; Tel: 08104/6605-3
Materialpreis:	Reste
Herstellungszeit:	ca. 15 min
Herstellungskosten:	Reste
Bezugsquelle für komplettes Hilfsmittel:	keine
Beschreibung der Funktion:	Ermöglicht das Zusammenstecken von Beutel mit Katheter ohne Fingerkraft
Kurzanleitung zur Herstellung	Aussägen der Teller, Schlitzbreite ermitteln, Schlitz sägen, Kanten schleifen, beide Teile zusammenbinden.

Anfragen bei: [ergo.rmv@bgu-murnau.de]