


# Dorso-Volare Hypertonus- Schiene



Datum 13.08.2010

genauere Beschreibung

SPZ Nottwil 1

Maße: Individuelle Anpassung / Grösse der Schiene

Material: Ezeform, Klett- Flauschbänder

Materialquelle: aus Schienenschränk

Materialpreis: SFr. 75.-

Herstellungszeit: 60 – 120 Minuten

Herstellungskosten: SFr. 100.-

Bezugsquelle für komplettes Hilfsmittel: „Eigenbau...“

Beschreibung der Funktion: Lagerungsschiene bei Hypertonus in Handgelenk und Hand

Kurzanleitung zur Herstellung:

Anfragen bei: [ergo.spz@paranet.ch](mailto:ergo.spz@paranet.ch)