

# Handgelenkmanschette speziell



Datum...25.01.2013

SPZ Nottwil 1

Maße: Circa Länge 30cm x Breite 10cm, je nach Handgröße

Material: Handgelenkmanschette / je nach Vorliebe mit Verstärkungsband am Handgelenk und Metallstab. Länge ca. 30cm, Breite ca. 10cm, je nach Handgröße.

Materialquelle: Sammons Preston, Rolyan, R-Foam 26" x 5yd Roll, Orthopartner, Div. Firmen.

Materialpreis:

Herstellungszeit: Ca. 30min. mit Nähen

Herstellungskosten:

Bezugsquelle für komplettes Hilfsmittel:

Beschreibung der Funktion: Funktionshandstellung

Kurzanleitung zur Herstellung:

- Klett auf Handgelenkmanschette und Polster annähen
- Beides anziehen und grob nach Handgröße zu schneiden
- Auf MCP und PIP Gelenk höhe abnähen seitlich (auf Handbreite anpassen) anbringen.